


Calibration TUBE

Die perfekte Magen- sonde für Chirurgen und Anästhesisten

Die intelligente, latexfreie Magensonde erhältlich
in fünf farbkodierten Größen.



- Weiche konische Spitze mit Loch
- 6 kleine Spül- und Absauglöcher gegen Gewebeansaugung
- Zentimeter-Markierung für exakte Platzierung
- Formstabiles Silikon verhindert Kinking
- 1-Hand-Clip-Verschluss
- Universal-Konnektor für multiple Anschlüsse
- Farbkodiertes System
- Latexfrei

TUBE32W	32 Fr/Ch = 10,7 mm
TUBE34R	34 Fr/Ch = 11,3 mm
TUBE36B	36 Fr/Ch = 12,0 mm
TUBE38G	38 Fr/Ch = 12,7 mm
TUBE40Y	40 Fr/Ch = 13,3 mm



Ihr Ansprechpartner

jd.wittmann@innovative.de
+49 (0) 160 20 30 501
www.innovative.de

Vertrieb
durch:

innovative 
MEDICAL TRADE & SOLUTIONS