



Sicher gut verschlossen!

- zum Verschluss des Mesenterialdefekts und des Petersen's Space
- vorgeladen mit 20 Titan-Klammern
- passt in einen 11 mm Trokar
- 360° drehbar
- partielles Vorauslösen der Klammern möglich für eine leichtere und präzisere Platzierung
- schneller und zuverlässiger Verschluss



EHMS-FL_p./Rev.01

CE 0123

REF EHMS Endoscopic Hernia Multifeed Stapler
(24 Stck / Verkaufseinheit)

 **BARIATRIC
SOLUTIONS**
INTERNATIONAL

exklusiver Vertriebspartner:
innovative⁺
MEDICAL TRADE & SOLUTIONS

