


Die **1.Wahl** in CalibrationTUBES


für Gastric Sleeve, Bypass, Minibypass u.a.

Calibration

- kein Kinking, da formstabiles Silikon
- weiche, konische Spitze für eine schonende Einführung und Perforationsschutz
- Öffnung in der Spitze gegen Vakuum
- cm-Markierung für eine präzise Platzierung
- Clip-Verschluss gegen Rückfluß
- multi-adaptiver Konnektor für diverse Anschlüsse
- hergestellt in Deutschland



TUBE-FL_p/DE_1/Rev.02



CE

REF	TUBE32W	32 Fr/Ch = 10,7 mm
REF	TUBE34R	34 Fr/Ch = 11,3 mm
REF	TUBE36B	36 Fr/Ch = 12,0 mm
REF	TUBE38G	38 Fr/Ch = 12,7 mm
REF	TUBE40Y	40 Fr/Ch = 13,3 mm



 **BARIATRIC
SOLUTIONS**

exklusiver Vertriebspartner:

innovative⁺
MEDICAL TRADE & SOLUTIONS

